

添付文書

2021 年 1 月（第 2 版）

2017 年 9 月（新様式第 1 版）

認証番号：220AIBZX00095000

機械器具 81 磁気治療器

管理医療機器 家庭用永久磁石磁気治療器 71016000

マグネットウェア（磁気治療器付フレッシュウェア）

【禁忌・禁止】

- 改造するなど本来の目的外の使用を禁止する。
- 次の方は、使用しないでください。
 - 1) パースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型の医用電気機器を使用している方。
 - 2) 脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用している方。

【形状・構造及び原理等】

本製品は、永久磁石をウェアに装着したものであり、磁力を利用して患部を治療するための家庭用永久磁石磁気治療器である。

磁石：ネオジム磁石 10 個付き（上 6 個、下 4 個付き）

磁束密度：100mT±20mT

【使用目的又は効果】

永久磁石の磁力による装着部位のこり及び血行を改善する。一般家庭で使用する。

【使用方法等】

ウェアとして使用する。

【使用上の注意】

- 下記に該当する方は、使用前に医師に相談してください。
 - 1) 悪性腫瘍のある方。
 - 2) 心臓に障害のある方。
 - 3) 妊娠初期の不安定期又は出産直後の方。
 - 4) 糖尿病などによる、高度な末梢循環障害による知覚障害のある方。
 - 5) 皮膚に感染症及び/又は創傷のある方。
 - 6) 安静を必要とする方。
 - 7) 体温 38℃以上（有熱期）の方。
 - 8) 捻挫、肉離れなど急性疼痛性疾患の方。
- 使用前には次のことにご注意ください。
 - 1) 時計、磁気カードなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。
 - 2) 磁石装着部に破れがある場合には使用を中止してください。
 - 3) 長時間使用しなかった場合は、金属など異物が付着していないか確認のうえご使用ください。

●使用中は次のことにご注意ください。

- 1) 機器に故障が発見された場合には直ちにご使用を中止してください。
- 2) 装着部に発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れた場合は直ちにご使用を中止してください。
- 3) 体に異常を感じたときは直ちにご使用を中止し、医師にご相談ください。

●使用しても効果が現れない場合は医師又は専門家にご相談ください。

●病院などで治療や検査を受けるときの注意

- 1) 治療や検査の種類により本機器に悪影響を与える場合があります。係りの方に本機器をはずすかどうかお尋ねください。
- 2) MRI 検査のときは本機器を検査室に持ち込まないでください。事故や故障の原因となります。

【保管方法及び有効期間等】

室温に保管してください。

【取扱い上の注意】

- 1) 廃棄する際にはお住まいの市町村・自治体の区分に従ってください。
- 2) 他の治療器と併用しないでください。
- 3) 磁石装着部へのアイロンのご使用は避けてください。
- 4) 高温でのタンブル乾燥機のご使用は避けてください。
- 5) サウナで使用しないでください。やけどの恐れがあります。
- 6) 頭部には使用しないでください。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前には、磁石装着部に金属など異物が付着していないことを確認のうえ、ご使用ください。
- 2) 故障した場合は、勝手に修理などせず、販売店若しくは製造販売元に連絡してください。

【包装】

箱又は袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

ポティーオー株式会社

住所：〒674-0082

兵庫県明石市魚住町中尾 1032 番地

電話：078-946-8055

許可番号：28B2X10010

取扱説明書等をご参照ください。